



ВСЕРОССИЙСКОЕ  
ЧЕМПИОНАТНОЕ  
ДВИЖЕНИЕ  
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
МАСТЕРСТВУ

## ЗАДАНИЕ

1. Определить общую жесткость воды по предложенной методике
2. Приготовить:
  - Раствор Трилона Б, объём 0,25 дм<sup>3</sup>
  - Буферный раствор, объём 0,1 дм<sup>3</sup>
  - Раствор сульфата магния из фиксанала
3. Раствора сульфата магния, объем 0,1 дм<sup>3</sup>, концентрация 25 ммоль/дм<sup>3</sup>

**Введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 декабря 2012 г. N 1899-ст**

**Межгосударственный стандарт ГОСТ 31954-2012**

**"ВОДА ПИТЬЕВАЯ. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ"**

**Drinking water. Methods of hardness determination**

Дата введения - 1 января 2014 г.  
Введен впервые

**Введение**

Жесткость воды является одним из основных показателей, характеризующим применение воды в различных отраслях.

Жесткостью воды называется совокупность свойств, обусловленных содержанием в ней щелочноземельных элементов, преимущественно ионов кальция и магния.

В зависимости от pH и щелочности воды жесткость выше 10°Ж может вызывать образование шлаков в распределительной системе водоснабжения и накипи при нагревании. Вода жесткостью менее 5°Ж может оказывать коррозионное воздействие на водопроводные трубы. Жесткость воды может влиять и на применяемость для потребления человеком с точки зрения ее вкусовых свойств.

При комплексном (титриметрическом) определении жесткости ионы алюминия, кадмия, свинца, железа, кобальта, меди, марганца, олова и цинка влияют на установление эквивалентной точки и мешают определению. Ионы ортофосфата и карбоната могут осаждать кальций в условиях титрования. Определению могут также мешать некоторые органические вещества. Если мешающее влияние невозможно устраниТЬ, определение жесткости рекомендуется проводить методами атомной спектрометрии.

Настоящий стандарт предусматривает использование различных методов определения жесткости воды с учетом приведения количественной характеристики жесткости воды (единицы жесткости) через градусы жесткости (°Ж) по ГОСТ 31865.

## **1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на природные (поверхностные и подземные) воды, в том числе воды источников питьевого водоснабжения, а также на питьевую воду, в том числе расфасованную в емкости, и устанавливает следующие методы определения жесткости воды:

- комплексонометрический метод (метод А);
- методы атомной спектрометрии (методы Б и В).

Метод Б применяют для определения массовой концентрации ионов кальция и магния.

Метод В является арбитражным по отношению к другим методам определения жесткости.

## **2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 17.1.5.05-85 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков

ГОСТ 1770-74 (ISO 1042-83, ISO 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия

ГОСТ 2053-77 Реактивы. Натрий сернистый 9-водный. Технические условия

ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия

ГОСТ 3760-79 Реактивы. Аммиак водный. Технические условия

ГОСТ 3773-72 Реактивы. Аммоний хлористый. Технические условия

ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия

ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия

ГОСТ 4461-77 Реактивы. Кислота азотная. Технические условия

ГОСТ 5456-79 Реактивы. Гидроксиламина гидрохлорид. Технические условия

ГОСТ 5457-75 Ацетилен растворенный и газообразный технический. Технические условия

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 10652-73 Реактивы. Соль динатриевая этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты 2-водная (трилон Б). Технические условия

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректифицированный технический. Технические условия

ГОСТ 23950-88 Вода питьевая. Метод определения массовой концентрации стронция

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 29169-91 (ИСО 648-77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой

ГОСТ 29227-91 (ИСО 835-1-81) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки градуированные. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 29251-91 (ИСО 385-1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюretki. Часть 1. Общие требования

ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб

ГОСТ 31862-2012 Вода питьевая. Отбор проб

ГОСТ 31865-2012 Вода. Единица жесткости

ГОСТ 31870-2012 Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### **3 Отбор проб**

Общие требования к отбору проб - по ГОСТ 31861, ГОСТ 31862 и ГОСТ 17.1.5.05.

Пробу отбирают объемом не менее 400 см<sup>3</sup> для анализа по методу А и не менее 200 см<sup>3</sup> для анализа по методам Б и В в емкость, изготовленную из полимерных материалов или стекла.

Срок хранения пробы воды - не более 24 ч.

Для увеличения срока хранения пробы и для предотвращения осаждения из воды карбонатов кальция (что характерно для подземных или бутилированных вод) пробу подкисляют кислотой до pH < 2. При определении жесткости по методу А подкисление проводят соляной кислотой, по методу Б - соляной или азотной кислотой, при использовании метода В - азотной кислотой. Контроль pH проводят по универсальной индикаторной бумаге или с использованием pH-метра. Срок хранения подкисленной пробы воды - не более 1 мес.

Для воды, расфасованной в емкости, сроки и температурные условия хранения должны соответствовать требованиям, указанным в нормативной документации\* на готовую продукцию.

## **4 Комплексонометрический метод (метод А)**

### **4.1 Сущность метода**

Метод основан на образовании комплексных соединений трилона Б с ионами щелочноземельных элементов. Определение проводят титрованием пробы раствором трилона Б при  $\text{pH} = 10$  в присутствии индикатора. Наименьшая определяемая жесткость воды -  $0,1^\circ\text{Ж}$ .

Если исследуемая пробы была подкислена для консервации или пробы имеет кислую среду, то в аликвоту пробы добавляют раствор гидроксида натрия (см. 4.3.8) до  $\text{pH} = 6 - 7$ . Если пробы воды имеет сильнощелочную среду, то в аликвоту пробы добавляют раствор соляной кислоты (см. 4.3.7) до  $\text{pH} = 6 - 7$ . Контроль  $\text{pH}$  проводят по универсальной индикаторной бумаге или с использованием  $\text{pH}$ -метра. Для удаления из воды карбонат и бикарбонат ионов (что характерно для подземных или бутилированных вод) после добавления к аликвоте пробы раствора соляной кислоты до  $\text{pH} = 6 - 7$  проводят ее кипячение или продувание воздухом или любым инертным газом в течение не менее пяти минут для удаления углекислого газа. Критерием наличия в воде значительного количества карбонатов может служить щелочная реакция воды.

Присутствие в воде более  $10 \text{ мг}/\text{дм}^3$  ионов железа; более  $0,05 \text{ мг}/\text{дм}^3$  каждого из ионов меди, кадмия, кобальта, свинца; выше  $0,1 \text{ мг}/\text{дм}^3$  каждого из ионов марганца (II), алюминия, цинка, кобальта, никеля, олова, а также цветность более  $200^\circ\text{Ж}$  и повышенная мутность вызывают при титровании нечеткое изменение окраски в точке эквивалентности и приводят к завышению результатов определения жесткости. Ортофосфат-и карбонат-ионы могут осаждать кальций в условиях титрования при  $\text{pH} = 10$ .

Для уменьшения влияния содержащихся в воде цинка до  $200 \text{ мг}/\text{дм}^3$ , алюминия, кадмия, свинца до  $20 \text{ мг}/\text{дм}^3$ , железа до  $5 \text{ мг}/\text{дм}^3$ , марганца, кобальта, меди, никеля до  $1 \text{ мг}/\text{дм}^3$  к аликвоте пробы до введения индикатора добавляют  $2 \text{ см}^3$  раствора сульфида натрия (см. 4.3.6); для уменьшения влияния марганца до  $1 \text{ мг}/\text{дм}^3$ , железа, алюминия до  $20 \text{ мг}/\text{дм}^3$ , меди до  $0,3 \text{ мг}/\text{дм}^3$  добавляют от 5 до 10 капель раствора гидроксиламина гидрохлорида (см. 4.3.5). Мутность (взвешенные вещества) пробы устраниют фильтрованием через мембранные фильтры с диаметром пор  $0,45 \text{ мкм}$  или бумажные обеззоленные фильтры "синяя лента". Влияние цветности и других факторов устраниют разбавлением пробы в ходе анализа по 4.5, если это позволяет определяемое значение жесткости воды.

**Примечание** - Фильтрование пробы может привести к занижению результатов определения жесткости воды, особенно воды с щелочной реакцией.

Если мешающие влияния устранить невозможно, то определение жесткости проводят методами атомной спектрометрии.

### **4.2 Средства измерения, вспомогательное оборудование, реактивы, материалы**

Государственный (межгосударственный) стандартный образец (ГСО) состава жесткости (общей жесткости) воды с относительной погрешностью аттестованного значения при доверительной вероятности  $P = 0,95$  не более  $\pm 1,5\%$ .

Весы лабораторные\*\* с наибольшим пределом взвешивания 220 г, обеспечивающие точность взвешивания с пределом допускаемой абсолютной погрешности не более  $\pm 0,75 \text{ мг}$ .

$\text{pH}$ -метр любого типа.

Колбы мерные по ГОСТ 1770 2-го класса точности.

Пипетки градуированные по ГОСТ 29227 2-го класса точности или пипетки с одной отметкой по ГОСТ 29169 2-го класса точности.

Бюретки по ГОСТ 29251 2-го класса точности вместимостью 25 см<sup>3</sup> и (или) 10 см<sup>3</sup> или полуавтоматический цифровой титра-тор (цифровая бюретка) вместимостью 30 или 50 см<sup>3</sup> с шагом дозирования не более 0,05 см<sup>3</sup>.

Мерные цилиндры (мензурки) по ГОСТ 1770.

Колбы плоскодонные или конические по ГОСТ 25336.

Капельница 2-50 ХС по ГОСТ 25336.

Воронки лабораторные по ГОСТ 25336.

Стаканы химические термостойкие по ГОСТ 25336.

Устройство для фильтрования проб с использованием мембранных фильтров.

Фильтры мембранные с диаметром пор 0,45 мкм или бумажные обеззоленные "синяя лента".

Шкаф сушильный лабораторный, поддерживающий температуру (80±5)°С.

Бумага универсальная индикаторная для контроля pH.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709 и (или) бидистиллированная (вода дистиллированная, перегнанная повторно в стеклянных емкостях).

ГСО состава трилона Б массовой долей 2-водной динатриевой соли этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты не менее 99,5 % или стандарт-титр (фиксант) трилона Б или трилон Б (этилендиамин-N,N,N',N'-тетрауксусной кислоты динатриевая соль 2-водная) по ГОСТ 10652, ч.д.а. или х.ч.

ГСО состава водного раствора ионов магния с относительной погрешностью аттестованного значения при доверительной вероятности Р = 0,95 не более ±1,0% или стандарт-титр (фиксант) сульфата (сернокислого) магния.

Стандарт-титр (фиксант) соляной кислоты или азотной кислоты с молярной концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup>.

Спирт этиловый ректифицированный по ГОСТ 18300.

Индикатор эриохром черный Т (хромогеновый черный ЕТ) или хромовый темно-синий кислотный (кислотный хромовый синий Т).

Аммония хлорид по ГОСТ 3773, ч.д.а.

Аммиак водный по ГОСТ 3760 (25%-ный), х.ч.

Кислота соляная по ГОСТ 3118, х.ч., или азотная по ГОСТ 4461, х.ч.

Натрия гидроксид по ГОСТ 4328, х.ч.

Натрия хлорид по ГОСТ 4233, х.ч.

Натрия сульфид по ГОСТ 2053, ч.д.а.

Гидроксиламина гидрохлорид по ГОСТ 5456, ч.д.а. или х.ч.

**Примечание** - Допускается применение других средств измерений, оборудования и реактивов, в том числе импортных, с техническими и метрологическими характеристиками не хуже указанных.

### 4.3 Приготовление растворов и индикаторов

#### 4.3.1 Раствор трилона Б молярной концентрации 25 ммоль/дм<sup>3</sup>

Трилон Б высушивают при 80°C в течение двух часов, отвешивают 9,31 г, помещают в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, растворяют в теплой от 40°C до 60°C бидистиллированной воде и после охлаждения раствора до комнатной температуры доводят до метки бидистиллированной водой. Установку поправочного коэффициента к концентрации раствора трилона Б (см. 4.4), приготовленного из навески, проводят по раствору сульфата магния (см. 4.3.2). Раствор из ГСО состава трилона Б или стандарт-титра (фиксанта) трилона Б готовят в соответствии с инструкцией по применению, разбавляя его до требуемой концентрации.

Раствор трилона Б пригоден для использования в течение 6 мес. Рекомендуется не реже одного раза в месяц проверять значение поправочного коэффициента.

#### 4.3.2 Раствор ионов магния молярной концентрации 25 ммоль/дм<sup>3</sup>

Раствор готовят из ГСО состава водного раствора ионов магния или стандарт-титра (фиксанала) сульфата (сернокислого) магния в соответствии с инструкцией по его применению, при необходимости разбавляя до требуемой концентрации.

**Примечание** - Если в используемых стандарт-титрах (фиксаналах) или ГСО состава водных растворов концентрация вещества выражена в нормальностях (н), мг/дм<sup>3</sup>, г/дм<sup>3</sup> и т.п., необходимо провести пересчет концентрации вещества в моль/дм<sup>3</sup>.

#### 4.3.3 Буферный раствор pH=(10±0,1)

Для приготовления 500 см<sup>3</sup> буферного раствора в мерную колбу вместимостью 500 см<sup>3</sup> помещают 10 г хлорида аммония, добавляют 100 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды для его растворения и 50 см<sup>3</sup> 25%-ного водного амиака, тщательно перемешивают и доводят до метки бидистиллированной водой.

Буферный раствор пригоден для использования в течение 2 мес. при его хранении в плотно закрытой емкости, изготовленной из полимерного материала. Рекомендуется периодически перед применением буферного раствора проверять его pH с использованием pH-метра. Если значение pH изменилось более чем на 0,2 единицы pH, то готовят новый буферный раствор.

#### 4.3.4 Индикаторы

##### 4.3.4.1 Раствор индикатора

Для приготовления 100 см<sup>3</sup> раствора индикатора в стакан вместимостью не менее 100 см<sup>3</sup> помещают 0,5 г индикатора эриохром черный Т, добавляют 20 см<sup>3</sup> буферного раствора, тщательно перемешивают и добавляют 80 см<sup>3</sup> этилового спирта. Раствор пригоден для использования в течение 10 сут при хранении в темной стеклянной емкости.

Допускается вместо индикатора эриохром черный Т использовать индикатор хромовый темно-синий кислотный, раствора которого готовят аналогичным способом. Срок хранения этого раствора - не более 3 мес.

##### 4.3.4.2 Сухая смесь индикатора

Сухую смесь индикатора готовят в следующей последовательности: 0,25 г эриохрома черного Т смешивают с 50 г хлорида натрия в фарфоровой ступке и тщательно растирают. Смесь пригодна для использования в течение одного года при хранении в темной стеклянной емкости.

#### 4.3.5 Раствор гидроксиламина гидрохлорида

Для приготовления 100 см<sup>3</sup> раствора 1 г гидроксиламина гидрохлорида ( $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$ ) растворяют в 100 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды. Раствор пригоден для использования в течение 2 мес.

#### 4.3.6 Раствор сульфида натрия

Для приготовления 100 см<sup>3</sup> раствора 5 г сульфида натрия  $\text{Na}_2\text{S}\cdot 9\text{H}_2\text{O}$  или 3,5 г  $\text{Na}_2\text{S}\cdot 5\text{H}_2\text{O}$  растворяют в 100 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды. Раствор готовят в день проведения определений.

#### 4.3.7 Раствор соляной кислоты молярной концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>

В мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup>, наполовину заполненную бидистиллированной водой, наливают 8 см<sup>3</sup> соляной кислоты и доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора - не более 6 мес.

Приготовление раствора кислоты из стандарт-титра (фиксанала) проводят в соответствии с инструкцией по его приготовлению.

#### 4.3.8 Раствор гидроксида натрия молярной концентрации 0,2 моль/дм<sup>3</sup>

Для приготовления 1000 см<sup>3</sup> раствора в стакан помещают 8 г гидроксида натрия, растворяют в бидистиллированной воде, после остывания раствор переносят в мерную колбу вместимостью 1000 см<sup>3</sup> и доводят до метки бидистиллированной водой. Срок хранения раствора в емкости из полимерного материала - не более 6 мес.

## 4.4 Установление коэффициента поправки к концентрации раствора трилона Б

В коническую колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> вносят 10,0 см<sup>3</sup> раствора ионов магния (см. 4.3.2), добавляют 90 см<sup>3</sup> бидистиллированной воды, 5 см<sup>3</sup> буферного раствора (см. 4.3.3), от 5 до 7 капель раствора индикатора (см. 4.3.4.1) или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора

(см. 4.3.4.2) и сразу титруют раствором трилона Б (см. 4.3.1) до изменения окраски в эквивалентной точке от винно-красной (красно-фиолетовой) до синей (с зеленоватым оттенком) при использовании индикатора эриохром черный Т, а при использовании индикатора хромовый темно-синий кислотный до синей (сине-фиолетовой).

Раствор трилона Б в начале титрования добавляют довольно быстро при постоянном перемешивании. Затем, когда цвет раствора начинает меняться, раствор трилона Б добавляют медленно. Эквивалентной точки достигают при изменении окрашивания, когда цвет раствора перестает меняться при добавлении капель раствора трилона Б.

Титрование проводят на фоне титрованной контрольной пробы. В качестве контрольной пробы можно использовать немного перетитрованную анализируемую пробу. Из вычисленных значений коэффициентов, расхождение между которыми не превышает 0,001 берут среднеарифметическое.

Если один из коэффициентов не входит в допустимое расхождение, допускается вести расчет по двум коэффициентам.

Значение коэффициента поправки должно быть равным 1,00±0,03.

Коэффициент поправки К к концентрации раствора трилона Б рассчитывают по формуле

$$K = \frac{10}{V}, \quad (1)$$

где V - объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование, см<sup>3</sup>,  
10 - объем раствора ионов магния (см. 4.3.2), см<sup>3</sup>.

**Примечание** - При приготовлении растворов по 4.3-4.4 допускается вместо бидистиллированной воды использовать дистиллированную воду, если определяемое значение жесткости более 1°Ж.

#### 4.5 Порядок проведения определений

4.5.1 Выполняют два определения, для чего пробу анализируемой воды делят на две части.

4.5.2 В колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup> помещают первую часть аликвоты пробы анализируемой воды объемом 100 см<sup>3</sup>, 5 см<sup>3</sup> буферного раствора (см. 4.3.3), от 5 до 7 капель раствора индикатора (см. 4.3.4.1) или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора (см. 4.3.4.2) и титруют раствором трилона Б (см. 4.3.1), как описано в 4.4.

4.5.3 Вторую часть аликвоты пробы объемом 100 см<sup>3</sup> помещают в колбу вместимостью 250 см<sup>3</sup>, добавляют 5 см<sup>3</sup> буферного раствора, от 5 до 7 капель раствора индикатора или от 0,05 до 0,1 г сухой смеси индикатора, добавляют раствор трилона Б, которого берут на 0,5 см<sup>3</sup> меньше, чем пошло на первое титрование (см. 4.5.2), быстро и тщательно перемешивают и титруют (дотитровывают), как описано в 4.4.

#### Примечания

1 Нечеткое изменение окраски индикатора в эквивалентной точке или изменение окраски на серый цвет указывает на присутствие мешающих веществ. Устранение мешающих влияний - по 4.1. Если мешающие влияния устраниить невозможно, определение жесткости проводят методами атомной спектрометрии (см. раздел 5).

2 Если расход раствора трилона Б превышает  $20 \text{ см}^3$  - при использовании бюретки вместимостью  $25 \text{ см}^3$  или  $9 \text{ см}^3$  - при использовании бюретки вместимостью  $10 \text{ см}^3$ , то объем анализируемой пробы уменьшают, добавляя в нее бидистиллированную воду до объема  $100 \text{ см}^3$ . Аликвоту пробы уменьшают и для устранения влияния цветности воды.

3 Если расход раствора трилона Б менее  $1 \text{ см}^3$  - при использовании бюретки вместимостью  $25 \text{ см}^3$  или менее  $0,5 \text{ см}^3$  - при использовании бюретки вместимостью  $10 \text{ см}^3$ , то рекомендуется использовать раствор трилона Б молярной концентрацией  $5 \text{ ммоль/дм}^3$  или  $2,5 \text{ ммоль/дм}^3$  соответственно. Раствор трилона Б по 4.3.1 разбавляют в 5 или 10 раз.

#### 4.6 Обработка результатов определения

4.6.1 Жесткость воды  $\mathcal{K}$ ,  ${}^\circ\mathcal{K}$ , рассчитывают по формуле

$$\mathcal{K} = \frac{M \cdot F \cdot K \cdot V_{TP}}{V_{PR}}, \quad (2)$$

где  $M$  - коэффициент пересчета, равный  $2C_{TP}$ ,

где  $C_{TP}$  - концентрация раствора трилона Б, моль/ $\text{м}^3$  ( $\text{ммоль/дм}^3$ ), (как правило  $M = 50$ );

$F$  - множитель разбавления исходной пробы воды при консервировании (как правило  $F = 1$ );

$K$  - коэффициент поправки к концентрации раствора трилона Б, рассчитанный по формуле (1);

$V_{TP}$  - объем раствора трилона Б, израсходованный на титрование,  $\text{см}^3$ ;

$V_{PR}$  - объем пробы воды, взятой для анализа,  $\text{см}^3$ .

4.6.2 За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух определений. Приемлемость результатов определений оценивают исходя из условия:

$$|\mathcal{K}_1 - \mathcal{K}_2| \leq r, \quad (3)$$

где  $r$  - предел повторяемости (см. таблицу 1);

$\mathcal{K}_1$  и  $\mathcal{K}_2$  - результаты определений по 4.5.2 и 4.5.3,  ${}^\circ\mathcal{K}$ .

Если расхождение между двумя результатами превышает установленное значение, то определение жесткости воды повторяют. Проверку приемлемости в этом случае проводят по [1, раздел 5].

#### 4.7 Метрологические характеристики

Метод обеспечивает получение результатов измерений с метрологическими характеристиками, не превышающими значений, приведенных в таблице 1, при доверительной вероятности  $P = 0,95$ .

**Таблица 1**

Диапазон измерений жесткости $\text{Ж}$ , $^{\circ}\text{Ж}$	Показатель точности (границы* интервала, в котором погрешность находится с доверительной вероятностью $P = 0,95$ ), $\pm\Delta$ , $^{\circ}\text{Ж}$	Предел повторяемости $r$ , $^{\circ}\text{Ж}$	Предел воспроизводимости $R$ , $^{\circ}\text{Ж}$
От 0,1 до 0,4 включ. Св. 0,4	0,05 $0,15 \cdot \text{Ж}$	0,05 $0,1 \cdot \text{Ж}$	0,07 $0,21 \cdot \text{Ж}$

\* Установленные численные значения границ интервала для погрешности соответствуют численным значениям расширенной неопределенности  $U_{\text{отн}}$  (в относительных единицах) при коэффициенте охвата  $k = 2$ . Оценку неопределенности проводят как указано в [2].

#### 4.8 Контроль показателей качества результатов измерений

Контроль показателей качества результатов измерений в лаборатории предусматривает проведение контроля стабильности результатов измерений с учетом требований [1, раздел 6] или [3] с применением ГСО или раствора ГСО состава жесткости воды, в наибольшей степени отражающего значение жесткости анализируемых в лаборатории вод.

**Примечание** - Если в используемых ГСО жесткость выражена в  $\text{ммоль}/\text{дм}^3$  ( $\text{моль}/\text{м}^3$ ), необходимо провести пересчет в градусы жесткости\*\*\*.

#### 4.9 Оформление результатов

Результаты измерений регистрируют в протоколе (отчете) по ГОСТ ИСО/МЭК 17025. В протоколе указывают применяемый в лаборатории метод по настоящему стандарту.

Результат измерений может быть представлен в виде:

$$(\text{Ж} \pm \Delta), \quad (4)$$

где  $\text{Ж}$  - значение жесткости воды,  $^{\circ}\text{Ж}$ ;

$\Delta$  - границы интервала, в котором погрешность определения жесткости воды находится с доверительной вероятностью  $P = 0,95$  (см. таблицу 1).

---

\* В Российской Федерации - требованиям ГОСТ Р 52109-2003 "Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия" - переоформляется в межгосударственный стандарт.

\*\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания".

\*\*\* Значение жесткости воды, выраженное в  $\text{ммоль}/\text{дм}^3$ , численно равно значению, выраженному в  $^{\circ}\text{Ж}$ .

## **Библиография**

- [1] Международный стандарт ISO 5725-6:1994\*  
Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results. Part 6. Use in practice of accuracy values (Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике)
- [2] Руководство ЕВРОХИМ/СИТАК "Количественное описание неопределенности в аналитических измерениях". 2-е издание, 2000, пер. с англ. - СПб, ВНИИМ им. Д.И. Менделеева, 2002 г.
- [3] Рекомендация МИ 2881-2004  
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики количественного химического анализа. Процедуры проверки приемлемости результатов анализа

---

\* В Российской Федерации действует ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 6. Использование значений точности на практике". До принятия межгосударственного стандарта используют аналогичные национальные стандарты, если они идентичны международному стандарту ISO 5725-6:1994.